



Titanklebebasen, Scanbodies, Analoge und Instrumente



Impressum:

© 2023 i-ProDens GmbH. Alle Rechte vorbehalten. D-1408-DE v202301

Wir verwenden Bilder mit freundlicher Genehmigung der Firmen:
Dynamic Abutment Solutions, Lleida/Spain; nt-trading GmbH & Co.KG, Karlsruhe;
Kulzer GmbH, Hanau; Institut Straumann AG, Basel/Schweiz.

Alle Angaben gelten vorbehaltlich von Änderungen und Druckfehlern.

Dieses Dokument ist nicht für die Verwendung in Dänemark, Estland, Finnland,
Liechtenstein, Litauen, Norwegen und Schweden vorgesehen.

In Ihrem Land sind möglicherweise nicht alle Produkte erhältlich.
Die mit ® gekennzeichneten Namen sind Marken Dritter.

3i®, Biomet®, Certain® und Screw-Vent® sind Marken der Zimmer Group.
3Shape DentalDesigner® und 3Shape® sind Marken der 3Shape A/S.
Ankylos®, Astra Tech Implant System®, Friadent®, OsseoSpeed® und Xive® sind Marken der Dentsply Group.
BEGO® und Semados® sind Marken der BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG.
blueSKY™, blue SKY Classic®, narrowSKY® und Bredent™ sind Marken der Bredent GmbH & Co.KG.
Brånemark System®, NobelActive® und Replace Select™ sind Marken der Nobel Biocare Group.
Camlog® und Conelog® sind Marken der Camlog Biotechnologies Group.
cara® und Kulzer® sind Marken der Kulzer GmbH.
DIM-Analog® und 3D-Guide® sind Marken der nt-trading GmbH & Co.KG.
Dynamic TiBase® und Dynamic Abutment® sind Marken der Dynamic Abutment® Solutions.
ICX® ist eine Marke der Medentis Medical GmbH.
MegaGen® und AnyRidge® sind Marken der MegaGen F.D. SA
ProActive® und Neoss® sind Marken der Neoss® Group.
Straumann® und synOcta® sind Marken der Straumann Group.
Sweden & Martina® ist eine Marke der Sweden & Martina spa.
Thommen® und SPI® sind Marken der Thommen Medical Group.

Alle Marken und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Firma.

Gestaltung: Büro86.de

Implantatprothetik Zubehör

Inhalt

Übersicht der Kategorien

Optimales Zubehör – perfekt abgestimmt auf unsere Implantatprothetik

Titanklebebasen, Scanbodies, Analoge, Instrumente	4
--	---

Titanklebebasen/Analoge/Scanbodies sortiert nach Implantat-Herstellern/Plattformen

Kompatibel mit BEGO® Semados® S/RI/RS/R SX	6
--	---

Kompatibel mit BioHorizons® Tapered Internal	8
--	---

Kompatibel mit Bredent Medical® blueSKY®/blueSKY Classic® narrowSKY®	8
---	---

Kompatibel mit Camlog® Camlog® Screw-Line Conelog® Screw-Line	10
--	----

Kompatibel mit Dentsply Sirona® Ankylos® C/X Astra Tech Implant System® OsseoSpeed® TX Astra Tech Implant System® EV Xive® Friadent	12 14
--	----------

Kompatibel mit Medentis Medical® ICX®	16
---	----

Kompatibel mit MegaGen® AnyRidge®	16
---	----

Kompatibel mit Neoss® ProActive® Straight/Tapered	16
---	----

Kompatibel mit Nobel Biocare® Bränemark System® Nobel Active® Replace Select™	18 20
---	----------

Kompatibel mit Straumann® BLX Bone Level synOcta® Abutment Level Tissue Level/Implant Level	20 22
--	----------

Kompatibel mit Zimmer Biomet Dental® 3i® Certain® 3i® External Tapered Screw-Vent®	24 26
--	----------

Zusätzliche Analoge/Scanbodies sortiert nach Implantat-Herstellern/Plattformen

Kompatibel mit Sweden & Martina® Premium Kohn®	28
--	----

Kompatibel mit Thommen Medical® SPI®	28
--	----

Instrumente

Schraubendreher	30
----------------------------------	----

Weiteres Zubehör	31
-----------------------------------	----

**Ihr gewünschtes Zubehör ist nicht dabei?
Sprechen Sie uns an – wir finden
eine Lösung für Sie!**

**0800-011 82 10 (kostenfrei in D)
+49 6181 67 66 899 (international)**



Optimales Zubehör – perfekt abgestimmt auf unsere Implantatprothetik: i-Bridge®, i-Bar® und i-Butment®. Die besten Lösungen aus einer Hand!



Titanklebebasen



Dynamic TiBase® – für abgewinkelte Schraubenkanäle von bis zu 45°

Dynamic Abutment Solutions gilt als Pionier der abgewinkelten Schraubenkanäle auf Titanklebebasen. Eine ungünstige Implantatposition wird mit dieser Systemlösung spielend ausgeglichen und eine ästhetisch optimale Versorgung erreicht.

Ihre Vorteile:

- Schraubenzugang von 0° bis 45°
- geeignet für Implantataufbauten aus Zirkon, Metall, PMMA
- kompatibel mit allen gängigen Implantatsystemen
- perfekte Anpassung des prothetischen Anschlusses mit dem Implantat
- ein Schraubendreher für alle Implantatsysteme
- die Grad 5 Titanklebebasen sind golden eloxiert, um die Arbeitsästhetik zu verbessern

Mit jeder bestellten TiBase® erhalten Sie eine Schraube. Wählen Sie zwischen einer

- Dynamic Schraube oder einer
 - Straight Schraube*.
- Treffen Sie keine Auswahl, erhalten Sie automatisch eine Dynamic Schraube mit Ihrer TiBase®.



* **Achtung:** Mit Straight Schrauben ist keine Abwinklung möglich. Die komfortable Abwinklung wird nur mit den Dynamic Schrauben erzielt.

Material: Titan



Scanbodies



Höchste Präzision beginnt mit dem idealen Scanbody.

Jedes Detail ist entscheidend auf dem Weg zur perfekten Versorgung. Scankörper helfen Ihnen beim Design der Implantatprothetik, die Implantatposition beim Scannen genau zu übertragen.

Ihre Vorteile:

- schnelles 1-Punkt-Matchen
- flexibel – in jeder Einschraubposition referenzierbar
- große Auswahl für alle gängigen Implantatsysteme
- zuverlässig und präzise durch hochwertigen PEEK-Kunststoff mit Edelstahl-Anschlussgeometrie und geringer Toleranz von nur 2-3µm
- kompatibel mit aktueller Library der i-ProDens Materialdatei für 3Shape® – jetzt auch für nt-trading DIM-Analogue® (Digital Implant Model Analog)

Die Scanbodies sind sowohl extraoral als auch intraoral einsetzbar und für die sofortige Anwendung im Mund sterilisierbar.

Material: PEEK und Edelstahl

NT digital
implant
technology



straumann
© Institut Straumann AG



Analoge



Analoge von nt-trading – zur Herstellung von Implantatmodellen im analogen und digitalen Workflow

Sie können bei uns aus den hochpräzisen Analogen der Firma nt-trading wählen – ganz unabhängig von der Art und Weise der Herstellung Ihrer Implantatmodelle. Für gedruckte Modelle im digitalen Prozess sind DIM-Analogue® (Digital Implant Model Analog) genau die Richtigen.

Ihre Vorteile:

- exakt positionierbar
- Positionskorrektur möglich
- abnehmbare Gingivaanteile
- aus Edelstahl und Titan

Für Gipsmodelle können Sie die hochpräzisen Standard-Analogue verwenden.

Material: Edelstahl und Titan

Instrumente



Perfekt abgestimmt auf das Sortiment

Die hochqualitativen Schraubendreher und das weitere Zubehör sind perfekt abgestimmt auf unsere Produkte. Die Schraubendreher bestehen aus Edelstahl und können mit einem Winkelhandstück oder einem Drehmomentschlüssel verwendet werden.

Für die **Dynamic-Schrauben** mit dem immer gleichen Hexalobular-Anschluss können Sie den **Dynamic Schraubendreher** aus drei verschiedenen Längen wählen:

- 18 mm
- 24 mm
- 32 mm

Damit sind die **Dynamic-Schraubendreher** sowohl für die **Titanklebebasen mit Dynamic-Schrauben** als auch für unsere **verschraubten Implantatbrücken** und individuellen Abutments (**i-Bridge®X**, **i-Bar®X** und **i-Butment®X**) verwendbar. Den passenden Handgriff und Drehmomentschlüssel erhalten Sie ebenfalls bei uns.



Für die **i-Bridge®X** mit **Original-Straumann®-Schrauben** bekommen Sie bei uns das passende Zubehör – vom Schraubendreher bis zur Ratsche.

Material: Edelstahl





Kompatibel mit
BEGO®

Plattform Ø	Rotation ¹⁾	Dynamic TiBase® inkl. einer Schraube ²⁾		Dynamic Schraube		
		Artikel-Nr.	Gingiva-Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment

Semados® S/RI/RS/R SX

3,25/3,75		R (Brücke)	31.323.051.01-2	0,5	41.318.064.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.313.051.01-2				
4,1		R (Brücke)	31.323.051.01-2				
		NR	31.313.051.01-2				
4,5		R (Brücke)	31.324.052.01-2	0,3			
		NR	31.314.052.01-2				
5,5		R (Brücke)	31.325.081.01-2	0,4			
		NR	31.315.081.01-2				

¹⁾ R - rotierend
NR - nicht rotierend

²⁾ Sie haben die Wahl, welche Schraube dazu geliefert werden soll: Dynamic oder Straight Schraube.
Treffen Sie keine Auswahl, liefern wir automatisch die Dynamic Schraube.





 Straight Schraube			 Lab-Analog Standard	 DIM*-Analog® Digital	 Scanbody 	
Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	

40.318.004.03-2	Hex. 1,25 mm	25 N-cm	BEG5.La3.237	BEG5.DIM.323	66067272
			BEG5.La4.100	BEG5.DIM.410	66067273
			BEG5.La4.500	BEG5.DIM.450	66067274
			BEG5.La5.500	BEG5.DIM.550	66067275



Kompatibel mit BioHorizons®

Plattform Ø	Rotation ¹⁾	Dynamic TiBase® inkl. einer Schraube ²⁾		Dynamic Schraube		
		Artikel-Nr.	Gingiva-Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment

Tapered Internal

3,0 (Grey)		R (Brücke)	31.322.102.01-2	1,8	41.317.065.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.312.102.01-2				
3,5 (Yellow)		R (Brücke)	31.322.040.01-2	0,6	41.317.071.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.312.040.01-2				
4,5 (Green)		R (Brücke)	31.323.041.01-2	0,4	41.317.071.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.313.041.01-2				
5,7 (Blue)		R (Brücke)	31.324.080.01-2	0,4	41.317.071.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.314.080.01-2				

Kompatibel mit Bredent Medical®

blueSKY®/blueSKY Classic®

4,0		R (Brücke)	31.323.111.01-2	0,4	41.318.083.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.313.111.01-2				

narrowSKY®

NP 3,5		R (Brücke)	31.320.110.01-2	0,4	41.318.083.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.310.110.01-2				

¹⁾ R - rotierend
NR - nicht rotierend

²⁾ Sie haben die Wahl, welche Schraube dazu geliefert werden soll: Dynamic oder Straight Schraube. Treffen Sie keine Auswahl, liefern wir automatisch die Dynamic Schraube.





 Straight Schraube			 Lab-Analog Standard	 DIM*-Analog® Digital	 Scanbody 	
Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	

40.317.005.02-2	Hex. 1,27 mm	25 N-cm	BIO5.La3.000	Bio5.DIM.300	BIO 9.S3D3.000
40.317.004.01-2	Hex. 1,27 mm	25 N-cm	BIO5.La3.500	BIO5.DIM.350	BIO 9.S3D3.500
			BIO5.La4.500	BIO5.DIM.450	BIO 9.S3D4.500
			BIO5.La5.700	BIO5.DIM.570	BIO 9.S3D5.700

-	-	-	BRE5.La3.540	BRE5.DIM.400	66067276
---	---	---	--------------	--------------	----------





-	-	-	BRE5.La3.540	BRE5.DIM.350	66067276
---	---	---	--------------	--------------	----------





Kompatibel mit Camlog®

Plattform Ø	Rotation ¹⁾	Dynamic TiBase® inkl. einer Schraube ²⁾		Dynamic Schraube		
		Artikel-Nr.	Gingiva-Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment

Camlog® Screw-Line

3,3			R (Brücke)	31.321.087.01-2	0,3	41.316.094.01-2	Hexalobular	20 N-cm				
	NR	31.311.087.01-2										
3,8			R (Brücke)	31.322.011.01-2								
	NR	31.312.011.01-2										
4,3			R (Brücke)	31.323.012.01-2								
	NR	31.313.012.01-2										
5,0/6,0			R (Brücke)	31.324.088.01-2					0,3	41.320.094.01-2	Hexalobular	25 N-cm
	NR	31.314.088.01-2										

Conelog® Screw-Line

3,3			R (Brücke)	31.321.119.01-2	1,0	41.316.080.01-2	Hexalobular	20 N-cm			
	NR	31.311.119.01-2									
3,8			R (Brücke)	31.323.121.01-2							
	NR	31.313.121.01-2									
4,3			R (Brücke)	31.323.121.01-2							
	NR	31.313.121.01-2									
5,0			-	-						-	

¹⁾ R - rotierend
NR - nicht rotierend

²⁾ Sie haben die Wahl, welche Schraube dazu geliefert werden soll: Dynamic oder Straight Schraube. Treffen Sie keine Auswahl, liefern wir automatisch die Dynamic Schraube.





 Straight Schraube			 Lab-Analog Standard	 DIM*-Analog® Digital	 Scanbody 	
Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	

40.316.005.04-2	Hex. 1,27 mm	20 N-cm	CAM5.La3.300	CAM5.DIM.330	66059991
			CAM5.La3.800	CAM5.DIM.380	66059992
			CAM5.La4.300	CAM5.DIM.430	66059993
40.320.005.04-2	Hex. 1,27 mm	30 N-cm	CAM5.La5.060	CAM5.DIM.506	66059994

40.316.005.07-2	Hex. 1,27 mm	20 N-cm	COL5.La3.300	COL5.DIM.330	66064081
			COL5.La3.843	COL5.DIM.384	66064201
-			COL5.La5.000	COL5.DIM.500	66064202



Kompatibel mit Dentsply Sirona®

Plattform Ø	Rotation ¹⁾	Dynamic TiBase® inkl. einer Schraube ²⁾		Dynamic Schraube		
		Artikel-Nr.	Gingiva-Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment

Ankylos® C/X

3,5/4,5/5,5/7,0		R (Brücke)	31.322.075.01-2	1,0	41.318.077.01-2	Hexalobular	25 N-cm
-----------------	--	------------	-----------------	-----	-----------------	-------------	---------

Astra Tech Implant System® OsseoSpeed® TX

Aqua 3,5/4,0		R (Brücke)	31.323.004.01-2	1,0	41.316.076.01-2	Hexalobular	20 N-cm
		NR	31.313.004.01-2				
Lilac 4,5/5,0		R (Brücke)	31.324.005.01-2	1,0	41.320.090.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.314.005.01-2				

Astra Tech Implant System® EV

3,0		R (Brücke)	31.321.090.01-2	1,0	41.314.074.01-2	Hexalobular	15 N-cm
		NR	31.311.090.01-2				
3,6		R (Brücke)	31.322.006.01-2	1,2	41.316.072.01-2	Hexalobular	20 N-cm
		NR	31.312.006.01-2				
4,2		R (Brücke)	31.323.007.01-2	1,5	41.318.074.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.313.007.01-2				
4,8		R (Brücke)	31.324.091.01-2	1,2	41.320.082.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.314.091.01-2				
5,4		R (Brücke)	31.325.092.01-2	1,0	41.320.082.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.315.092.01-2				

¹⁾ R - rotierend
NR - nicht rotierend

²⁾ Sie haben die Wahl, welche Schraube dazu geliefert werden soll: Dynamic oder Straight Schraube. Treffen Sie keine Auswahl, liefern wir automatisch die Dynamic Schraube.





 Straight Schraube			 Lab-Analog Standard	 DIM*-Analog® Digital	 Scanbody 	
Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	

40.318.013.01-2	Hex. 1,00 mm	25 N-cm	Y5.La3.500	Y5.DIM.350	Y 9.S3D3.50X	
-----------------	--------------	---------	------------	------------	--------------	--

40.316.005.02-2	Hex. 1,27 mm	20 N-cm	S5.La3.540	S5.DIM.354	66059955	
40.320.005.03-2	Hex. 1,27 mm	30 N-cm	S5.La4.550	S5.DIM.455	66059956	

40.314.005.01-2	Hex. 1,27 mm	15 N-cm	SEV5.La3.000	SEV5.DIM.300	66064781		
40.316.005.01-2		20 N-cm	SEV5.La3.600	SEV5.DIM.360	66064782		
40.318.005.02-2		25 N-cm	SEV5.La4.200	SEV5.DIM.420	66064783		
40.320.005.01-2		30 N-cm		SEV5.La4.800	SEV5.DIM.480	66064784	
				SEV5.La5.400	SEV5.DIM.540	66064785	



Kompatibel mit Dentsply Sirona®

Plattform Ø	Rotation ¹⁾	Dynamic TiBase® inkl. einer Schraube ²⁾		Dynamic Schraube		
		Artikel-Nr.	Gingiva-Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment

Xive® Friadent

3,4		R (Brücke)	31.322.038.01-2	0,7	41.316.081.01-2	Hexalobular	20 N-cm
		NR	31.312.038.01-2				
3,8		R (Brücke)	31.323.039.01-2				
		NR	31.313.039.01-2				
4,5		R (Brücke)	31.324.085.01-2	0,3			
		NR	31.314.085.01-2				
5,5		R (Brücke)	31.325.086.01-2	1,0			
		NR	31.315.086.01-2				

¹⁾ R - rotierend
NR - nicht rotierend

²⁾ Sie haben die Wahl, welche Schraube dazu geliefert werden soll: Dynamic oder Straight Schraube. Treffen Sie keine Auswahl, liefern wir automatisch die Dynamic Schraube.





 Straight Schraube			 Lab-Analog Standard	 DIM*-Analog® Digital	 Scanbody 	
Artikel-Nr.	Schrauben- kopf	Dreh- moment	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	

40.316.004.02-2	Hex. 1,25 mm	20 N-cm	T50	T5.DIM.340	66059951
			T55	T5.DIM.380	66059952
			T51	T5.DIM.450	66059953
			T52	T5.DIM.550	



Kompatibel mit **Medentis Medical®**

Plattform Ø	Rotation ¹⁾	Dynamic TiBase® inkl. einer Schraube ²⁾		Dynamic Schraube		
		Artikel-Nr.	Gingiva-Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment

ICX®

3,75/4,1/4,8		R (Brücke)	31.323.125.01-2	1,1	41.316.078.01-2	Hexalobular	20 N-cm
		NR	31.313.125.01-2				

Kompatibel mit **MegaGen®**

AnyRidge®

3,5 - 5,5		R (Brücke)	31.323.015.01-2	1,7	41.318.075.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.313.015.01-2				

Kompatibel mit **Neoss®**

ProActive® Straight/Tapered

3,25		-	-	-	-	-	-
3,4		R (Brücke)	31.322.047.01-2	0,6	41.320.074.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.312.047.01-2				
4,1/5,5		R (Brücke)	31.323.048.01-2	0,6	41.320.074.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.313.048.01-2				

¹⁾ R - rotierend
NR - nicht rotierend

²⁾ Sie haben die Wahl, welche Schraube dazu geliefert werden soll: Dynamic oder Straight Schraube. Treffen Sie keine Auswahl, liefern wir automatisch die Dynamic Schraube.





 Straight Schraube			 Lab-Analog Standard	 DIM*-Analog® Digital	 Scanbody 	
Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	

40.316.007.01-2	Torx T6	20 N-cm	MEX5.La3.748	MEX5.DIM.414	66064082	
-----------------	---------	---------	--------------	--------------	----------	--

40.318.003.01-2	Hex 1,20 mm	25 N-cm	MEG5.La3.555	MEG5.DIM.355	MEG9.S3D3.555	
-----------------	-------------	---------	--------------	--------------	---------------	--

-			NEO5.La3.250	NEO5.DIM.325	66064083
40.320.007.02-2	Torx T6	30 N-cm	NEO5.La3.555	NEO5.DIM.355	



Kompatibel mit Nobel Biocare®

Plattform Ø	Rotation ¹⁾	Dynamic TiBase® inkl. einer Schraube ²⁾		Dynamic Schraube		
		Artikel-Nr.	Gingiva-Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment

Brånemark System®

Narrow 3,5		R (Brücke)	31.322.023.01-2	0,3	41.316.059.01-2	Hexalobular	20 N-cm
		NR	31.312.023.01-2				
Regular 4,1		R (Brücke)	31.323.024.01-2	0,6	41.320.060.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.313.024.01-2				
Wide 5,1		R (Brücke)	31.324.061.01-2	0,6	41.325.067.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.314.061.01-2				

Nobel Active®

3,5 NP		R (Brücke)	31.322.021.01-2	1,5	41.316.073.01-2	Hexalobular	20 N-cm
		NR	31.312.021.01-2				
4,3 - 5,0 RP		R (Brücke)	31.323.022.01-2	1,3	41.320.075.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.313.022.01-2				

¹⁾ R - rotierend
NR - nicht rotierend

²⁾ Sie haben die Wahl, welche Schraube dazu geliefert werden soll: Dynamic oder Straight Schraube.
Treffen Sie keine Auswahl, liefern wir automatisch die Dynamic Schraube.





 Straight Schraube			 Lab-Analog Standard	 DIM*-Analog® Digital	 Scanbody 	
Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	

40.316.008.01-2	Unigrip	20 N-cm	K50	K5.DIM.350	66059965
40.320.008.01-2		30 N-cm	K51	K5.DIM.410	66059966
40.325.008.01-2			K52	K5.DIM.510	66059967

40.316.008.02-2	Unigrip	20 N-cm	F50	F5.DIM.350	66059974
40.320.008.02-2		30 N-cm	F51	F5.DIM.435	66059975



Kompatibel mit Nobel Biocare®

Plattform Ø	Rotation ¹⁾	Dynamic TiBase® inkl. einer Schraube ²⁾		Dynamic Schraube		
		Artikel-Nr.	Gingiva-Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment

Replace Select™

Narrow 3,5			R (Brücke)	31.322.026.01-2	0,5	41.318.075.01-2	Hexalobular	25 N-cm
			NR	31.312.026.01-2				
Regular 4,3			R (Brücke)	31.323.027.01-2	0,3	41.320.090.01-2	Hexalobular	25 N-cm
			NR	31.313.027.01-2				
Wide 5,0			R (Brücke)	31.324.028.01-2	0,3	41.320.090.01-2	Hexalobular	25 N-cm
			NR	31.314.028.01-2				
Plattform 6,0			R (Brücke)	31.325.129.01-2	0,3	41.320.090.01-2	Hexalobular	25 N-cm
			NR	31.315.129.01-2				

Kompatibel mit Straumann®

BLX

RB			R (Brücke)	31.320.207.01-2	1,5	41.316.066.01-2	Hexalobular	20 N-cm
			NR	31.310.207.01-2				
WB			R (Brücke)	31.324.208.01-2	1,5	41.316.066.01-2	Hexalobular	20 N-cm
			NR	31.314.208.01-2				

¹⁾ R - rotierend
NR - nicht rotierend

²⁾ Sie haben die Wahl, welche Schraube dazu geliefert werden soll: Dynamic oder Straight Schraube. Treffen Sie keine Auswahl, liefern wir automatisch die Dynamic Schraube.





 Straight Schraube			 Lab-Analog Standard	 DIM*-Analog® Digital	 Scanbody 	
Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	

40.318.008.01-2	Unigrip	25 N-cm	E50	E5.DIM.350	66059976	
40.320.008.03-2	Unigrip	30 N-cm	E51	E5.DIM.430	66059977	
			E52	E5.DIM.500	66059978	
			E53	E5.DIM.600	66059979	

-	-	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	---	--



Kompatibel mit Straumann®

Plattform Ø	Rotation ¹⁾	Dynamic TiBase® inkl. einer Schraube ²⁾		Dynamic Schraube		
		Artikel-Nr.	Gingiva-Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment

Bone Level

NC 3,3		R (Brücke)	31.322.033.01-2	1,3	41.316.078.01-2	Hexalobular	20 N-cm
		NR	31.312.033.01-2				
RC 4,1/ RC 4,8		R (Brücke)	31.323.035.01-2	1,1			
		NR	31.313.035.01-2				

synOcta® Abutment Level

RN 4,8		R (Brücke)	31.323.074.01-2	0,6	41.320.044.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.313.074.01-2				
WN 6,5		R (Brücke)	31.324.137.01-2	0,6			
		NR	31.314.137.01-2				

Tissue Level/Implant Level

NNC 3,5		R (Brücke)	31.320.160.01-2	0,5	41.316.078.01-2	Hexalobular	20 N-cm		
		NR	31.310.160.01-2						
RN 4,8		R (Brücke)	31.323.037.01-2	0,6			41.320.067.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.313.037.01-2						
WN 6,5		R (Brücke)	31.324.096.01-2	0,6					
		NR	31.314.096.01-2						

¹⁾ R - rotierend
NR - nicht rotierend

²⁾ Sie haben die Wahl, welche Schraube dazu geliefert werden soll: Dynamic oder Straight Schraube. Treffen Sie keine Auswahl, liefern wir automatisch die Dynamic Schraube.





 Straight Schraube			 Lab-Analog Standard	 DIM*-Analog® Digital	 Scanbody 	
Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	

40.316.007.01-2	Torx T6	20 N-cm	L50	L5.DIM.330	66059963	
			L51	L5.DIM.414	66059964	

40.320.007.04-2	Torx T6	30 N-cm	-	-	-	
			-	-	-	

40.316.007.01-2	Torx T6	20 N-cm	-	-	-	
40.320.007.01-2		30 N-cm	N51	N5.DIM.480	66059961	
			N52	N5.DIM.650	66059962	



Kompatibel mit Zimmer Biomet Dental®

Plattform Ø	Rotation ¹⁾	Dynamic TiBase® inkl. einer Schraube ²⁾		Dynamic Schraube		
		Artikel-Nr.	Gingiva-Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment

3i® Certain®

3,4		R (Brücke)	31.322.001.01-2	0,3	41.316.084.01-2	Hexalobular	20 N-cm	
		NR	31.312.001.01-2					
4,1		R (Brücke)	31.323.002.01-2					
		NR	31.313.002.01-2					
5,0		R (Brücke)	31.324.057.01-2					0,5
		NR	31.314.057.01-2					

3i® External

3,4		R (Brücke)	31.322.003.01-2	0,3	41.320.065.01-2	Hexalobular	25 N-cm	
		NR	31.312.003.01-2					
4,1		R (Brücke)	31.323.024.01-2					
		NR	31.313.024.01-2					
5,0		R (Brücke)	31.324.058.01-2		0,5			41.320.060.01-2
		NR	31.314.058.01-2					

¹⁾ R - rotierend
NR - nicht rotierend

²⁾ Sie haben die Wahl, welche Schraube dazu geliefert werden soll: Dynamic oder Straight Schraube.
Treffen Sie keine Auswahl, liefern wir automatisch die Dynamic Schraube.





 Straight Schraube			 Lab-Analog Standard	 DIM*-Analog® Digital	 Scanbody 	
Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	

40.316.003.01-2	Hex. 1,20 mm	20 N-cm	H50	H5.DIM.340	66059971
			H51	H5.DIM.410	66059972
			H52	H5.DIM.500	

40.320.003.02-2	Hex. 1,20 mm	20 N-cm	I50	I5.DIM.340	66059968
			I51	I5.DIM.410	66059969
			I52	I5.DIM.500	



Kompatibel mit Zimmer Biomet Dental®

Plattform Ø	Rotation ¹⁾	Dynamic TiBase® inkl. einer Schraube ²⁾		Dynamic Schraube		
		Artikel-Nr.	Gingiva-Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment

Tapered Screw-Vent®

3,5		R (Brücke)	31.322.040.01-2	0,6	41.317.071.01-2	Hexalobular	25 N-cm
		NR	31.312.040.01-2				
4,5		R (Brücke)	31.323.041.01-2	0,4			
		NR	31.313.041.01-2				
5,7		R (Brücke)	31.324.080.01-2				
		NR	31.314.080.01-2				

¹⁾ R - rotierend
NR - nicht rotierend

²⁾ Sie haben die Wahl, welche Schraube dazu geliefert werden soll: Dynamic oder Straight Schraube. Treffen Sie keine Auswahl, liefern wir automatisch die Dynamic Schraube.





 Straight Schraube			 Lab-Analog Standard	 DIM*-Analog® Digital	 Scanbody 	
Artikel-Nr.	Schraubenkopf	Drehmoment	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	

40.317.004.01-2	Hex. 1,27 mm	25 N-cm	R50	R5.DIM.350	66059957
			R51	R5.DIM.450	66059958
			R52	R5.DIM.570	66059959



Kompatibel mit Sweden & Martina®

Plattform Ø	 Lab-Analog Standard	 DIM*-Analog® Digital	 Scanbody
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.

Premium Kohno®

Plattform Ø	Lab-Analog Standard	DIM*-Analog® Digital	Scanbody
3,3	UPR5.La3.300	UPR5.DIM.330	66067277
3,8	UPR5.La3.800	UPR5.DIM.380	66067278
4,25	UPR5.La4.200	UPR5.DIM.420	66067279
5,0	UPR5.La5.000	UPR5.DIM.500	66067280

Kompatibel mit Thommen Medical®

SPI®

Plattform Ø	Lab-Analog Standard	DIM*-Analog® Digital	Scanbody
3,5	TH05.La3.500	TH05.DIM.350	TH09.S3D3.500
4,0	TH05.La4.000	TH05.DIM.400	TH09.S3D4.000
4,5	TH05.La4.500	TH05.DIM.450	TH09.S3D4.500
5,0	TH05.La5.000	TH 5.DIM.500	TH09.S3D5.000
6,0	TH05.La6.000	TH05.DIM.600	TH09.S3D6.000







Schraubendreher

Beschreibung	Länge	Artikel-Nr.	Kompatibel mit Schraubenkopf	Für Plattform/System	Indikationen	Kompatibel mit Handstück/Ratsche
Dynamic Schraubendreher, kurz	18 mm	43.618.201.01-2	Hexalobular	Dynamic Schraube	i-Bridge®X/ i-Bar®X, i-Butment®X gerade/abgewinkelt, i-Bridge® auf TiBase®/ i-Butment® auf TiBase®, abgewinkelt	ISO-Schaft Winkelhandstück
Dynamic Schraubendreher, mittel	24 mm	43.624.201.01-2				
Dynamic Schraubendreher, lang	32 mm	43.632.201.01-2				
AS Schraubendreher Straumann® Original, extrakurz	20 mm	046.789	AS	Straumann®	i-Bridge®X Straumann® Schraubensitz mit Original- schraube, abgewinkelt	Straumann® Original Winkelhandstück
AS Schraubendreher Straumann® Original, kurz	26 mm	046.790				
AS Schraubendreher Straumann® Original, lang	32 mm	046.791				
AS Schraubendreher Ratsche Straumann® Original, extrakurz	15 mm	046.786				Straumann® Original Ratsche
AS Schraubendreher Ratsche Straumann® Original, kurz	21 mm	046.787				
AS Schraubendreher Ratsche Straumann® Original, lang	27 mm	046.788				
Schraubendreher anguliert, extrakurz	18 mm	39901854	Flexgrip	Universal	i-Bridge®/ i-Bar®, 1. Generation/ i-Butment®, abgewinkelt	ISO-Schaft Winkelhandstück
Schraubendreher anguliert, kurz	24 mm	39901855				
Schraubendreher anguliert, mittel	29 mm	39901851				
Schraubendreher anguliert, lang	32 mm	39901852				
Schraubendreher anguliert, extralang	35 mm	39901853				
Universal Schraubendreher, kurz	20 mm	39901871	Hex 1,27mm/ Hex 0,050"	Camlog®, Conelog®, Astra Tech Implant System® TX und EV, BioHorizons® Tapered Internal, Zimmer Tapered Screw-Vent®		
Universal Schraubendreher, lang	32 mm	39901872				
Universal Schraubendreher, kurz	18 mm	39905000	Hex 1,20mm/ Hex 0,048"	Zimmer Biomet 3i® Certain® und 3i® External, Xive®/Frialit®, Switch Level	i-Bridge®/ i-Bar®/ i-Butment®, gerade	
Universal Schraubendreher, mittel	24 mm	39905001				
Universal Schraubendreher, lang	32 mm	39905011				
Schraubendreher für Straumann®, kurz	20 mm	39901861	Torx T6	Straumann®		
Schraubendreher für Straumann®, lang	32 mm	39901862				
Schraubendreher für Nobel Biocare®, kurz	20 mm	39901881	Unigrip	Nobel Biocare®		
Schraubendreher für Nobel Biocare®, lang	32 mm	39901882				





Weiteres Zubehör

Beschreibung	Länge	Artikel-Nr.
--------------	-------	-------------

Handstück für Schraubendreher ISO-Schaft		11 mm	39901850
--	---	-------	----------

Nur in Kombination verwendbar:

Drehmomentratsche		91 mm	1011-1000215-FA1
-------------------	---	-------	------------------

RA-Adapter für Drehmomentratsche zur Aufnahme von Schraubendrehern mit ISO-Schaft		12 mm	1011-1000249
---	--	-------	--------------

Nur in Kombination verwendbar:

Ratsche Straumann® Original inkl. Serviceinstrument	 © Institut Straumann AG	84 mm	046.119
---	--	-------	---------

Drehmomentaufsatz Straumann® Original für Ratsche	 © Institut Straumann AG	82 mm	046.049
---	--	-------	---------

Zusätzlich notwendig, wenn AS Schraubendreher mit ISO-Schaft verwendet wird:

Adapter für Straumann® Original Ratsche zur Aufnahme von Schraubendrehern mit ISO-Schaft	 © Institut Straumann AG	14 mm	034.005
--	--	-------	---------



So bestellen Sie Ihr Zubehör

- im **i-ProDens Online-Shop**: <https://shop.i-prodens.online>
- per **E-Mail**: service@i-prodens.com
- **telefonisch**:
0800 011 82 10 (gebührenfrei in D)
+49 61 81 676 68 99 (international)
- im **3Shape® System** können Sie Titanklebebasen Ihrem Auftrag für eine Implantatprothetik hinzufügen.



i-PRODENS 

i-ProDens GmbH
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau
service@i-prodens.com
www.i-prodens.com